



Preenchimento labial: saiba tudo sobre o procedimento

Você sabia que o preenchimento labial se tornou um dos procedimentos estéticos mais desejados atualmente?

Este tratamento visa preencher com naturalidade, repor volume, melhorar contornos e realçar a beleza dos seus lábios^[1]. O ácido hialurônico, substância que nosso corpo produz naturalmente, é o grande protagonista deste procedimento ^[4].

Essa técnica não é tão recente quanto muitos imaginam! O preenchimento se popularizou na década de 1980, mas foi a descoberta do ácido hialurônico para este fim que revolucionou a medicina estética, permitindo procedimentos minimamente invasivos.^[5]

O que é preenchimento labial?

O **preenchimento labial é um procedimento rápido e minimamente invasivo que utiliza géis de ácido hialurônico para dar forma, volume e aumentar a hidratação dos seus lábios ^[1]**.

Este procedimento **aproveita as propriedades naturais do ácido hialurônico, substância já presente no nosso corpo**, conhecida por sua incrível capacidade de reter água e promover volume ^[1].

Os produtos utilizados variam em consistência e elasticidade, sendo escolhidos de acordo com as necessidades específicas de cada região facial, garantindo **resultados personalizados para cada pessoa ^[1]**.

Para que serve o preenchimento labial?

O preenchimento serve para quem busca **restaurar o volume perdido com o tempo ou deseja melhorar a definição e simetria dos seus lábios ^[2]**.

Com o passar dos anos, perdemos colágeno e elastina naturalmente, fazendo com que nossos lábios fiquem mais finos e menos definidos [2].

Os preenchedores de ácido hialurônico oferecem uma solução eficaz para esse problema, devolvendo a juventude aos seus lábios com resultados naturais e, se necessário, totalmente reversíveis [2].

Quais são os benefícios do preenchimento labial?

Os principais benefícios que você pode esperar de Restylane Kysse incluem:

1. **Harmonia facial**, restaurando as proporções naturais e corrigindo possíveis assimetrias dos seus lábios [2].
2. **Movimentos naturais preservados**, mesmo após o preenchimento, devido ao uso de preenchedores com alta integração tecidual e flexibilidade. Em um estudo com Restylane® Kysse™ foi comprovado o aspecto natural dos lábios em mais de 96% dos pacientes ao longo de 12 meses [2].
3. **Segurança e tranquilidade**, com baixo risco de efeitos colaterais graves e a possibilidade de reverter o procedimento caso necessário [2].

Como evitar um resultado exagerado?

Para garantir que seus lábios fiquem naturais e harmônicos:

1. **Procure sempre um profissional de saúde habilitado.**
2. **Opte por produtos de qualidade**, à base de ácido hialurônico, que se integram naturalmente aos tecidos e oferecem segurança comprovada — são substâncias reversíveis, com baixo risco de efeitos colaterais, como comprovam estudos clínicos e diretrizes da Sociedade Brasileira de Dermatologia [1,2,4].

3. **Confie em um planejamento personalizado**, feito com base na espessura dos seus lábios e nas proporções do seu rosto ^[7].
4. **Menos é mais!** Estudos mostram que um menor volume de produto já proporciona melhora significativa ^[2].
5. **Técnicas adequadas de aplicação** e distribuição do produto evitam o temido "efeito pato" — o segredo está no domínio da anatomia e na aplicação precisa do volume em harmonia com o rosto ^[7].

Quando bem realizado, o resultado é tão natural que é percebido positivamente por quem convive com você, como demonstrado em estudos clínicos ^[3].

Como funciona o preenchimento labial com Restylane® Kysse™?

Restylane® Kysse™ é um preenchedor à base de ácido hialurônico desenvolvido para os lábios. **Restaura o volume perdido, melhora a definição do contorno e suaviza as linhas ao redor da sua boca** ^[2].

E mais: um estudo mostrou que **100% dos pacientes ficaram altamente satisfeitos com os resultados**, além de seus parceiros também notarem uma melhora significativa na estética dos lábios ^[8].

Aplicado através de injeções em múltiplos pontos, proporciona resultados imediatos e naturais, devolvendo a jovialidade aos seus lábios com um visual equilibrado e harmônico ^[2].

Com **durabilidade de até 12 meses** e um **volume injetado significativamente menor** (em média 0,4 mL a menos), Restylane® Kysse™ demonstrou eficácia com menor quantidade de produto, mantendo altos índices de naturalidade e satisfação ^[2,8].

Quais são as etapas do procedimento?

Seu procedimento seguirá um protocolo seguro e eficaz^[2]:

1. **Avaliação inicial:** O profissional conversa com você, analisa seus lábios e verifica se não há nenhuma contraindicação para o procedimento ^[2].
2. **Preparação:** Pode ser aplicada anestesia local para deixar a região mais confortável durante as aplicações ^[2].
3. **Aplicação do produto:** O ácido hialurônico é injetado nos lábios, em pequenas quantidades, até atingir o volume desejado ^[2].
4. **Ajustes finais:** O profissional pode massagear os lábios e aplicar compressas frias para ajudar na acomodação do produto e diminuir o inchaço ^[2].
5. **Acompanhamento:** Após o procedimento, é importante seguir as orientações e retornar ao consultório caso tenha dúvidas ou algum desconforto ^[2].

Essas **etapas podem variar de acordo com cada profissional e a necessidade de cada pessoa. Procure sempre um profissional de saúde habilitado e experiente** para garantir sua segurança e um bom resultado.

Quanto tempo dura o preenchimento labial?

Os resultados do **Restylane® Kysse™ podem durar até 12 meses**, um dos maiores períodos de duração entre os preenchedores disponíveis no mercado. Após 6 meses, cerca de 60% dos pacientes ainda apresentam melhora visível no volume labial ^[2].

Mesmo após um ano, mais de 70% das pessoas tratadas mantêm uma melhora estética significativa. Vale lembrar que o metabolismo individual e seus hábitos diários podem influenciar na duração dos resultados ^[2].

Quem pode fazer preenchimento labial?

O preenchimento labial é indicado para pessoas que:

1. **Desejam aumentar o volume dos lábios de forma natural** ^[1,2].
2. Buscam **corrigir assimetrias ou falta de definição no contorno labial** ^[1,2].
3. Querem **suavizar rugas finas ao redor da boca** ^[1,2].
4. **Desejam hidratar os lábios**, já que o ácido hialurônico estabilizado também contribui para melhorar a hidratação ^[9].

Por outro lado, o **procedimento não é recomendado** para quem apresenta:

- **Histórico de reações alérgicas** a preenchedores ou aos componentes do produto (como ácido hialurônico ou lidocaína) ^[2].
- **Condições ativas de pele na região dos lábios**, como infecções (herpes labial, impetigo), inflamações, feridas abertas ou dermatites. Essas situações aumentam o risco de complicações e devem ser tratadas antes do preenchimento ^[2].
- Realização recente de outros procedimentos invasivos nos lábios, pois isso pode elevar o risco de efeitos adversos ou interferir no resultado final ^[2].

O preenchimento labial é doloroso?

O **desconforto durante o procedimento é mínimo**. A maioria dos pacientes relata apenas uma leve sensação de pressão durante a aplicação ^[2].

Após o procedimento, é normal sentir uma sensibilidade temporária que diminui rapidamente. O desconforto pós-procedimento é geralmente muito menor do que o temido pelos pacientes antes da primeira experiência [2].

Além disso, o domínio da técnica pelo profissional é fundamental para garantir não só resultados naturais, mas também um procedimento mais confortável e seguro [7]. Por isso, escolher um profissional de saúde habilitado faz toda a diferença na sua experiência com o preenchimento labial.

Como é o pós-procedimento?

Após o preenchimento labial, é normal que o corpo reaja ao procedimento com alguns sinais temporários. Esses efeitos costumam surgir nas primeiras horas e, em geral, desaparecem espontaneamente dentro de alguns dias. É importante estar ciente dessas reações para não se preocupar de forma desnecessária e saber quando procurar o profissional novamente [2].

Principais efeitos que podem ocorrer após o procedimento:

- **Inchaço:** costuma ser mais evidente nas primeiras 48 horas e tende a diminuir progressivamente [2].
- **Hematomas (áreas roxas):** surgem devido à agulha ou cânula; desaparecem entre 3 e 10 dias [2].
- **Sensibilidade ao toque:** leve dor ou desconforto podem ocorrer na região tratada [2].
- **Vermelhidão:** pode aparecer logo após a aplicação e tende a desaparecer em poucas horas [2].

Por que escolher Restylane® Kysse™ para o seu preenchimento labial?

Quando falamos em preenchimento labial, a escolha do produto faz toda diferença entre um resultado natural e algo artificial. **Restylane® Kysse™ foi desenvolvido especificamente para a região dos lábios.**

Você tem a tranquilidade de escolher um produto com histórico comprovado de segurança e eficácia.



Tecnologia

Restylane® Kysse™ se destaca graças à **tecnologia OBT, que oferecem maior variabilidade de firmeza e elasticidade** quando comparadas com outros produtos no mercado. ^[2]

Esta tecnologia inovadora **permite que seus lábios mantenham a naturalidade ao sorrir, beijar e expressar emoções**, sem aquele temido aspecto artificial que muitas pessoas receiam. ^[2]

Segurança

Sua tranquilidade é prioridade! Estudos clínicos demonstram que o **Restylane® Kysse™ apresenta menor incidência de efeitos colaterais em comparação com outros produtos** ^[6].

Com Restylane® Kysse™, os pacientes experimentam menos desconforto ^c e uma experiência mais agradável. Nenhum evento adverso grave foi registrado nos estudos clínicos. ^[2]

Antes e depois

Quer saber o que outros pacientes acharam? **Mais de 95% das pessoas tratadas concordaram que seus lábios ficaram com aparência natural e atraente** após o procedimento ^b.

A satisfação é tão grande que **96% dos pacientes fariam o tratamento novamente** ^{b[2]}. Um excelente indicador de que você também pode se encantar com seus resultados.

Além de embelezar seus lábios, o **procedimento traz harmonia para todo o seu rosto!** Mais de 86% dos participantes relataram maior equilíbrio em suas características faciais^[2], comprovando que pequenas mudanças podem transformar completamente sua expressão.

Os estudos também apontam que há uma **melhora no quesito beijabilidade**, que é a capacidade de beijar após realizar o preenchimento labial, tanto para quem realiza o procedimento quanto para os seus parceiros ^[3].

Conclusão

O preenchimento labial com **Restylane® Kysse™** representa uma revolução na harmonização facial, **oferecendo resultados naturais com tecnologia e ciência** ^[1].

Você descobriu como este procedimento pode realçar seus lábios mantendo expressões autênticas e proporcionando satisfação duradoura ^[2].

A combinação de segurança, eficácia e durabilidade faz deste tratamento uma escolha inteligente para quem busca valorizar seu sorriso sem exageros ^[3].

Com **técnicas minimamente invasivas e recuperação rápida**, é possível transformar seus lábios com conforto e confiança ^[2].

Mas é claro, lembre-se de sempre consultar um profissional de saúde habilitado e pedir por Restylane® Kysse™.

Agora que você sabe tudo sobre preenchimento labial, que tal conhecer também os outros [preenchedores Restylane](#)? Temos uma seleção incrível que pode ser perfeita para você.

^aEstudos comparativos mostraram que Restylane® Volyme™ e Kysse™ precisaram de 12% e 20% a menos, respectivamente, que seus concorrentes da mesma categoria.

^bestudo feito com 28 pacientes

^ccomparação feita com HA-JV

Referências

1. Segura S, Anthonioz L, Fuchez F, Herbage B. A complete range of hyaluronic acid filler with distinctive physical properties specifically designed for optimal tissue adaptations. *J Drugs Dermatol*. 2012;11:S5- S8.
2. Hilton, S., Sattler, G., Berg, A. K., Samuelson, U., & Wong, C. (2018). Randomized, evaluator-blinded study comparing safety and effect of two hyaluronic acid gels for lips enhancement. *Dermatologic Surgery*, 44(2), 261-269.
3. Bertucci V, Nikolis A, Solish N, Lane V, Hicks J. Subject and partner satisfaction with lip and perioral enhancement using flexible hyaluronic acid fillers. *J Cosmet Dermatol*. 2021 May;20(5):1499-1504.
4. Sociedade Brasileira de Dermatologia. Preenchimento. (n.d.). SBD.
<https://www.sbd.org.br/tratamentos/preenchimento/>
5. Andrews, L., Shope, C., Snyder, A., & Schlesinger, T. (2023). Dermal fillers: History 101. *Dermatological Reviews*, 4(2), 82-85.
<https://doi.org/10.1002/der2.183>
6. Medical Skin Center. (2015, março 26-28). A randomised evaluator-blinded parallel-group study on the safety of lip injections with Emervel Lips and Juvéderm Ultra Smile [Pôster]. *AMWC World Congress*, Mônaco.
7. Bass, L. S. (2015). Injectable Filler Techniques for Facial Rejuvenation, Volumization, and Augmentation. *Facial Plastic Surgery Clinics of North America*, 23(4), 479-488. <https://doi.org/10.1016/j.fsc.2015.07.004>
8. Andreas N; Post-marketing study to evaluate lip enhancement, naturalness and both partner and subjectsatisfaction after treatment with HARK; pôster apresentado Presented at the 22 nd International Master Course on Aging Science Wordl Congress. Paris. France. January 30 - February 01.2020.
9. Kim J et al. Arch Aesthetic Plast Surg 2014;20 (2):97-103

BR-RES-2500164 | JUNHO/2025

Esconder

Compartilhe este artigo